

RABLISS **新型コロナウイルス**

NEW 抗原検査キット

検査1回分 **COVID-19 AG** **変異株対応**

唾液によるセルフ検査

99.3% 高精度

8分 迅速判定!

今、感染しているかその場でわかる

大切な家族や自分を守るために、気になったらすぐに検査を!

RABLISS 唾液によるセルフ検査タイプ 検査1回分

新型コロナウイルス

抗原検査キット

COVID-19 AG 研究用

変異株対応 簡単 迅速 CE 8分検出

抗原検査キットとは?

抗原検査キットとは、新型コロナウイルスの抗原があるかどうかを迅速に検出できる研究用試薬の検査キットです。PCR検査と同等に、唾液、鼻汁、鼻粘膜にウイルスに感染しているかどうかを誰もが簡単に知ることもできる研究用検査キットです。PCR検査よりも簡単・迅速に検査できます。

※本社の抗原検査キットは検疫による検査になります。新しいPCR検査キットにも対応しております。検査に必要なものはすべてセットになっているため、手軽に検査ができる検査キットです。

その場でわかる セルフチェック 迅速8分で検出

誰でも簡単 4ステップで検査完了

- 1 検体希釈液入り専用のキャップを外し、ろうとをセットします。
- 2 1mLのラインに達するまでろうとに唾液を吐き出し、ろうとを外します。
- 3 キャップを閉めて、目をよく振ってください。
- 4 キャップを外し、スポイトで抽出します。アストプレートに検体を滴し、8分待ちます。

誰でも簡単 4ステップで検査完了

- 1 検体希釈液入り専用のキャップを外し、ろうとをセットします。
- 2 1mLのラインに達するまでろうとに唾液を吐き出し、ろうとを外します。
- 3 キャップを閉めて、目をよく振ってください。
- 4 キャップを外し、スポイトで抽出します。アストプレートに検体を滴し、8分待ちます。

RABLISS **こんな不安はありませんか?**

検査ができない不安

- 近くに検査できる病院がない
- 体調に不安があってもなかなか検査してもらえない

結果を待てない不安

- PCR検査は時間がかかる
- 今すぐ検査結果を知りたい

家族への不安

- 長時間の待合室に感染を懸念したい
- 高齢、乳幼児の家族が心配だから検査を受けたい

感染の不安

- 周囲で濃厚接触者がいた
- 最近で外出が多く体調が悪い気がする

そのお悩み！解決 できます!

変異ウイルス対応

正診率 **99.3%** 高精度の検出が可能!

- ✓ 検査結果が8分で出る!
- ✓ 自宅、会社で検査結果がわかる!
- ✓ 検査をすることでお客様に安全性を示せる
- ✓ 2年間の有効期間があるので、備蓄ができる

気軽に検査をして、自分も安心、周りも安心!

当社抗原検査キット特長

- ① 日本国内での臨床試験
- ② 自宅でスピード検査
- ③ 痛みのない唾液検査
- ④ 簡単セルフチェック

安心してご利用いただける理由

安心ポイント1

「世界中で認証・登録許可証を取得」

- ユーロッパ連合 (EU) 加盟国の規格を統一した安全基準を満たしております。
- 製造所は医薬品部における品質マネジメントシステムの国際規格ISO13485を取得しております。
- ドイツ連邦医薬品医療機器研究所 (BfArM) のリストに登録しております。

CE ISO

安心ポイント2

「臨床試験により高い精度が実証済」

項目	臨床試験結果
検出率	98.6%
検出率	99.6%
正診率	99.3%

● 検出率2つの検疫での臨床試験を実施

① 昭和大学医学部による臨床試験済み

② 世界的に有名なスイスのジュネーブ大学病院による臨床試験済み

販売代理店 株式会社雪包装